

# Oversikt over våre løsninger for påvisning av COVID-19

LEVERANDØR	VARENØR	NAVN PÅ ASSAY	TAT	TARGET	INSTRUMENT	PRØVEMATERIALE	TESTTYPE	KOMMENTAR
<b>GenMark</b>	EA001222	ePlex RP2	1t 40 min	Multipleks panel inkluderer flere patogener, og SARS target er N-gen	ePlex	Nasopharynx	PCR Hurtigtest	- Inkludert IC. - Både S- og L-type blir detektert.
<b>Abacus</b>	RUO-04-01-20 RUO-04-01-40	GenomEra SARS- CoV-2	70 min	E-gen RdRp-gen	GenomEra CDX	Nasopharynx Halsprøver	PCR Hurtigtest	- Inkludert IC. - Både S- og L-type blir detektert.
<b>Credo Diagnostics</b>	PCRAE0120	VitaPCR SARS-CoV-2 Gen 2 assay	20 min	N-gene	VitaPCR	Nasopharynx Oropharynx	PCR Hurtigtest	- Inkludert IC.
<b>LaCar</b>	LC-Covid19-LP	LAMP SARS-CoV-2 Direct detection KIT	45 min	ORF1AB med 6 primere	Genie III, LC480	Nasopharynx	PCR Hurtigtest	- IC og NC inkludert i kit
<b>Clonit</b>	RT-25 (48rxn i kit)	quany COVID-19	PCR ca. 2t	N1 N2 N3	PCR: Lifetechnologies 7500 Fast QIAGEN Rotor Gene Q MDx Biorad CFX96	Nasopharynx Halsprøver Sputum Serum	PCR Screening	- TAT: Ekstraksjonstid kommer i tillegg og er påvirket av antall prøver og instrument. Ekstraksjon og PCR-oppsett (pipettering til PCR plate) - Samtidig deteksjon og konfirmering av 3 målgener. - IC,PC,NC inkludert i kit. - Både S- og L-type blir detektert.
<b>Seegene</b>	RV 10248X (100rxn)	Allplex™ SARS-CoV-2	1t 55 min	RdRp-gene N-gene E-gene S-gene IC	Hamilton Nimbus CE-IVD Hamilton STARlet CE-IVD Kingfisher Flex (ikke BAL) MagNA Pure 96 (ikke BAL) PCR: Biorad CFX96 IVD Biorad CFX96 Dx	Nasopharynx aspirat Nasopharynx swab BAL (bronchoalveolar lavage) Oropharyngeal (hals) swab Sputum Validerte swabs: ESwab, eNAT, UTM og Mswab	PCR Screening	- TAT: Ekstraksjonstid kommer i tillegg og er påvirket av antall prøver og instrument. - Samtidig deteksjon av 4 target-gener. IC, PC og NC inkludert i kit. Både S- og L-type blir detektert.
<b>Asuragen</b>	52030	Armored RNA Quant SARS-CoV-2	NA	SARS-CoV-2 viral nucleocapsid (N) region	NA	Referanse- og kontrollmateriale	NA	- Produktene kan brukes som intern referanse for ny diagnostisk løsning, kvalitetskontroll eller RNA ekstraksjonskontroll parallelt med klinisk materiale.
<b>Asuragen</b>	52031	Armored RNA Quant RNase P		Human RNase P-gen				
<b>Asuragen</b>	52036	Armored RNA Quant SARS-CoV-2 Panel		RbRP-gen N-gen E-gen ORF1-gen Human RNase P-gen				
<b>Quidel</b>	20378	SoFia SARS CoV-2 antigen	15 min	Antigen (nucleocapsid-protein)	SoFia 1, SoFia 2	Nasopharynx	Antigen hurtigtest. Immuno lateral flow antigen test, europium fluorescens	- CE-IVD godkjent. - QC og swabs inkludert i kit
<b>Quidel</b>	NA	NA	15 min	Antistoff.	SoFia 1, SoFia 2	Blod, Serum		KOMMER I 2021

Denne tabellen oppdateres kontinuerlig. Siste oppdatert: 21.12.2020.

Produktene i denne tabellen er i samsvar med anbefalinger fra CDC og WHO (ref. CDC-006-00019).

## KONTAKTPERSONER:

**Genmark, Abacus og Quidel** - [Sonja Tveiten](#) 48 99 96 74, [Jørn Kolberg](#) 98 20 91 92  
**Seegene** - [Gørn Lysø-Jakobsen](#) 93 46 43 37, [Huma Siddiqui](#) 92 42 13 86

**LaCar, Credo og Clonit** - [Sonja Tveiten](#) 48 99 96 74  
**Asuragen** - [Huma Siddiqui](#) 92 42 13 86

